



АЗОТНО-ПЛАЗМЕННАЯ ТЕРАПИЯ NEOGEN

УНИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
И ДЕРМАТОЛОГИИ



medsyst.ru

Система NeoGen

NeoGen – аппарат азотно-плазменной терапии, воздействующий на кожу энергией и химическим составом импульсов азотной плазмы.

Производство Energist, Великобритания

В эстетике – наравне с другими аппаратными методикам использует термический фактор для омоложения кожи.

В дерматологии – имеет несравненные преимущества в лечении воспалительных и инфекционных состояний кожи за счет активных компонентов плазмы.

Используется и как монотерапия, и в сочетанных протоколах с инъекционными, нитевыми и другими аппаратными технологиями.


Подходит для профилактики и лечения нежелательных явлений.



Принципиальные отличия от холодной плазмы plasma pen


Азотная плазма NeoGen

Образованная в рукоятке плазма воздействует на кожу, не нарушая целостность эпидермиса. Комфортная реабилитация после процедуры



Plasma pen

Электрический разряд бьет непосредственно в кожу, вызывает карбонизацию с резкой демаркационной линией. Высокие риски рубцовых осложнений



Применение плазменной терапии

Плазменное омоложение кожи век и лица

Выравнивание цвета кожи за счет удаления эпидермального пигмента методом эксфолиации

Лечение различных дерматозов кожи, включая акне и розацеа

Лечение микозов

Коррекция рубцовых деформаций

Лечение осложнений



NeoGen в коррекции осложнений после plasma pen

Диагноз:

L90. Атрофические поражения
кожи. Осложнение после plasma
pen

Сочетанный протокол терапии:
NeoGen №3 + PRP-терапия №3

Параметры: 0,6 Дж/см²

Лечащий доктор:
СКОСАРЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

Журнал «Эстетическая медицина» №1, 2023







Подтверждение эффективности NeoGen на аппарате ANTERA 3D

Правый глаз

Объёмы indentation - Envelope - filter = 2mm - threshold = -0.04mm


23.04.2022 15:48

30.04.2022 12:01



Объёмы Объём

-48.74%





Правый глаз

Текстура


23.04.2022 15:48

30.04.2022 12:01



Текстура Оценка

-28.89%



Расходные материалы

Насадки 2-х типов: для высокой энергии (2400 импульсов) и низкой энергии (3000 импульсов).

В комплекте 10 шт.

Рукоятка рассчитана на 250 000 импульсов (больше 1 года работы)

Баллон с газообразным азотом – импульсный режим работы делает расход газа минимальным.



Возможная стоимость процедур в Москве

institute

ПРОЦЕДУРЫ

ПРОБЛЕМЫ

О КЛИНИКЕ

ЦЕНЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНТАКТЫ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

НЕОГЕН ПЛАЗМЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ



Neogen (веки) 400 имп.	30000 ₽
Neogen (декольте) 1000 имп.	30000 ₽
Neogen (лицо и веки) 800 имп.	25000 ₽
Neogen (лицо) 600 имп.	20000 ₽
Neogen (рубцы) 300 имп.	15000 ₽
Neogen (шея) 800 имп.	25000 ₽
Neogen (щеки) 300 имп.	15000 ₽
Neogen процедура на уходовых параметрах 300 имп.	12000 ₽

Бизнес-план окупаемости аппарата NeoGen

Стоимость системы – **5 600 000 рублей**

Стоимость импульса с учетом расходников – **7,5 рублей**

Стоимость самой частой процедуры– **омоложение век (400 имп.) – 30 000 рублей**

Рентабельность процедуры = $30\,000 - 7,5 \cdot 400 = 27\,000$ рублей

Рента за вычетом 20% доктору, проводившему процедуру, **21 600 рублей**

Годовая прибыль при проходимости 10 пациентов в неделю (40 в месяц):
 $21\,600 \text{ рублей} \cdot 40 \text{ пациентов} \cdot 12 \text{ месяцев} = \mathbf{10\,368\,000 \text{ рублей в год}}$

Возможность окупаемости чуть больше чем за полгода!



Наши клиенты по NeoGen



Москва



Санкт-Петербург



Другие города

